


## Serie HM – Luces Multifunción para Examinación

La Serie HM de luces ofrece una luz blanca intensa con un diseño flexible y compacto.

### CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE HM

- >>> Compacta, la pantalla con ventilación reduce la emisión de calor
- >>> Aro atérmico de protección para dedos para facilitar el ajuste de la luz
- >>> El cabezal de la lámpara de articulación giratoria permite una rotación axial de 359° y un ajuste angular de 90°
- >>> Disponible en las configuraciones para pared, abrazadera en C y móvil



Móvil

### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Suministro eléctrico:** 120V 60 Hz CA ó 230-240V 50 Hz CA

**Intensidad de la luz:** Hasta 3000 bujías - pies/32.400 Lux

**Fuente lumínica:** Lámpara halógena - 12V/20W

**Temperatura del color de la luz:** 3000 Kelvin


**Color:** Blanca – RAL 9002

Configuraciones:	Pared	Abrazadera en C	Móvil
<b>Peso:</b>	6 libras (2,72 kg.)	2 libras (0,9 kg.)	15 libras (6,8 kg.)

**Pared, brazo flexible “cuello de ganso”** Pieza No.: **HM1000-37W**

**Pared, brazo articulado** Pieza No.: **HM28002W**

**Luz Móvil, brazo flexible “cuello de ganso”** Pieza No.: **HM1006-37W**



Pared



Pared  
brazo flexible  
“cuello de ganso”