

Serie HM – Luces Multifunción para Examinación

La Serie HM de luces ofrece una luz blanca intensa con un diseño flexible y compacto.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE HM

- >>> Compacta, la pantalla con ventilación reduce la emisión de calor
- >>> Aro atérmico de protección para dedos para facilitar el ajuste de la luz
- >>> El cabezal de la lámpara de articulación giratoria permite una rotación axial de 359° y un ajuste angular de 90°
- >>> Disponible en las configuraciones para pared, abrazadera en C y móvil

INFORMACIÓN TÉCNICA

Suministro eléctrico: 120V 60 Hz CA ó 230-240V 50 Hz CA

Intensidad de la luz: Hasta 3000 bujías - pies/32.400 Lux

Fuente lumínica: Lámpara halógena - 12V/20W

Temperatura del color de la luz: 3000 Kelvin

Color: Blanca – RAL 9002

Configuraciones:	Pared	Abrazadera en C	Móvil
Peso:	6 libras (2,72 kg.)	2 libras (0,9 kg.)	15 libras (6,8 kg.)

Pared, brazo flexible “cuello de ganso” Pieza No.: **HM1000-37W**

Pared, brazo articulado Pieza No.: **HM28002W**

Luz Móvil, brazo flexible “cuello de ganso” Pieza No.: **HM1006-37W**

