

Serie PF – Luces Multifunción para Examinación

Esta luz general de alta intensidad para examinar pacientes es flexible, duradera y fácil de utilizar. Ideal para exámenes generales.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE PF

- >>> Cabezal de la lámpara de articulación giratoria para facilitar fácilmente el ajuste vertical y horizontal de la luz
- >>> Las palancas del brazo ajustable facilitan su posicionamiento
- >>> Selección de modelos de brazo articulado o brazo flexible “cuello de ganso”
- >>> Disponible en las configuraciones para techo, pared, montaje directo y móvil

INFORMACIÓN TÉCNICA

Suministro eléctrico: 120V 60 Hz CA ó 230-240V 50 Hz CA

Intensidad de la luz: Hasta 4000 bujías - pies/43.200 Lux

Fuente lumínica: Lámpara halógena – dicróica 12V/50W/10°

Temperatura del color de la luz: Hasta 4100 Kelvin

Color: Blanca – RAL 9002

Configuraciones:	Pared	Techo	Montaje Directo	Móvil
Peso:	17 libras (7,7 kg.)	17 libras (7,7 kg.)	4.5 libras (2,04 kg.)	23 libras (10,4 kg.)

Pared	Pieza No.: PF2015-44
Pared (no aparece en el gráfico)	Pieza No.: PF2015-44PI
Techo	Pieza No.: PF2017-44
Montaje Directo (no aparece en el gráfico)	Pieza No.: PF28010
Móvil , brazo flexible “cuello de ganso”	Pieza No.: PF2006-32

