

## SoloSpot™

SoloSpot es ideal para aquellas aplicaciones en las que se requiere un haz de luz puntual y concentrada. El cabezal de la lámpara, especialmente diseñado, ofrece una luz fría y un haz puntual concentrado e intenso. Esta luz es ideal para anexarla directamente al equipamiento médico, como camillas y sillones para pacientes. Ideal para aplicaciones de obstetricia y ginecología, odontológicas y quirúrgicas.

### CARACTERÍSTICAS DE SOLOSPOT™

»» Lente exclusivo con filtro doble y filtro de corrección de color con una pantalla extendida que contribuyen a mantener baja la temperatura de la luz sobre la piel e ilumina con tonos naturales de la piel para así mejorar la claridad de los tejidos

- »» Su excelente maniobrabilidad facilita el ajuste de la luz
- »» Fuente lumínica halógena intensa de 20W (un promedio de 2000 horas)
- »» Haz lumínico de 3,5-pulgadas (88,9 cm) de diámetro @ 20-pulgadas (50,8 cm)
- »» Disponible en configuraciones para pared, techo, abrazadera en C y móvil



### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Suministro eléctrico:** 120V 60 Hz CA ó 230-240V 50 Hz CA

**Intensidad de la luz:** Hasta 3.000 bujías-pies/32.400 Lux

**Fuente lumínica:** Lámpara halógena - 12V/20W

**Temperatura del color de la luz:** 4,000 Kelvin

**Color:** Blanca – RAL 9002

Configuraciones:	Wall	Ceiling	C-clamp	Mobile
<b>Peso:</b>	6 libras (2,7 kg.)	16 libras (7,2 kg.)	6 libras (2,7 kg.)	15 libras (6,8 kg.)
<b>Pared</b>	Pieza No.: <b>HM2005-37EXT</b>			
<b>Abrazadera en C</b>	Pieza No.: <b>HM2002-38EXT</b>			
<b>Móvil</b>	Pieza No.: <b>HM2006-38EXT</b>			
<b>Techo</b>	Pieza No.: <b>HM2017-44EXT</b>			

