

Iluminación Quirúrgica Celestial Star™ MRI

La Celestial Star™ MRI incorpora el rendimiento de una luz quirúrgica en una sala de RM. Gran flexibilidad y alcance combinados con un alto rendimiento y un diseño compacto hacen que la Celestial Star™ MRI sea ideal para este tipo de instalaciones. La selección ilimitada de posiciones, el alcance vertical y horizontal único en el mercado permiten lograr una funcionalidad óptima en el interior del equipo de RM. El servicio “sin herramientas” reduce el riesgo al mínimo y su diseño compacto limita las obstrucciones en el área de trabajo alrededor del equipo de RM.

CARACTERÍSTICAS DE CELESTIAL STAR™ MRI

- >>> Compatibilidad probada con el RM
- >>> Su alcance de 114 pulgadas (289 cm.) permite una cobertura desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Brazo con contrapeso sin corrimiento
- >>> (3) lámparas de luz halógena de 35 W de larga duración
- >>> Se provee en configuraciones para techo y móvil

INFORMACIÓN TÉCNICA

Suministro eléctrico: 120V 60 Hz CA ó 230-240V 50 Hz CA

Intensidad de la luz: Hasta 6.000 bujías - pies/64.500 Lux


Fuente lumínica: Lámpara halógena – dicroica 12V/3x35W/10°

Light color temperature: Hasta 4100 Kelvin

Temperatura del color de la luz: FDA Class II

Color: Blanca – RAL 9002

Configuraciones:	Techo	Móvil
Peso:	52 libras (23,58 kg.)	54 libras (24,49 kg.)
Techo	Pieza No.: CS 2050C-MRI	
Doble para Techo	Pieza No.: CS 2050D-MRI	
Móvil	Pieza No.: CS2050M-MRI	



Techo

Móvil