


Serie PF MRI Exam

Esta exclusiva luz para examinación está diseñada para ser utilizada en cualquier sala de RM. Esta luz, elaborada con materiales durables y compatibles con RM, es ideal para centros de imaginología, departamentos de radiología, laboratorios de tomografía y clínicas.

CARACTERÍSTICAS DE LA MRI EXAM

- >>> Compatibilidad probada con la RM
- >>> Base móvil con ruedas de fácil deslizamiento
- >>> Poderosa fuente lumínica halógena de 50W
- >>> Brazo articulado regulable para facilitar su posicionamiento
- >>> Base pesada para incrementar la estabilidad



INFORMACIÓN TÉCNICA

Suministro eléctrico: 120V 60 Hz CA ó 230-240V 50 Hz CA

Intensidad de la luz: Hasta 4300 bujías - pies/46.000 Lux

Fuente lumínica: Lámpara halógena – dicroica 12V/50W/10°

Temperatura del color de la luz: Hasta 4100 Kelvin

Color: Blanca – RAL 9002

Configuraciones: Móvil

Peso: 40 libras
(18,14 kg.)

Móvil Pieza No.: **PF28016-M**