


## Serie PF MRI Exam

Esta exclusiva luz para examinación está diseñada para ser utilizada en cualquier sala de RM. Esta luz, elaborada con materiales durables y compatibles con RM, es ideal para centros de imaginología, departamentos de radiología, laboratorios de tomografía y clínicas.

### CARACTERÍSTICAS DE LA MRI EXAM

- >>> Compatibilidad probada con la RM
- >>> Base móvil con ruedas de fácil deslizamiento
- >>> Poderosa fuente lumínica halógena de 50W
- >>> Brazo articulado regulable para facilitar su posicionamiento
- >>> Base pesada para incrementar la estabilidad



### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Suministro eléctrico:** 120V 60 Hz CA ó 230-240V 50 Hz CA  
**Intensidad de la luz:** Hasta 4300 bujías - pies/46.000 Lux  
**Fuente lumínica:** Lámpara halógena – microica 12V/50W/10°  
**Temperatura del color de la luz:** Hasta 4100 Kelvin  
**Color:** Blanca – RAL 9002

<b>Configuraciones:</b>	Móvil
<b>Peso:</b>	40 libras (18,14 kg.)

<b>Móvil</b>	Pieza No.: <b>PF28016-M</b>
--------------	-----------------------------