

Celestial Star™

Celestial Star™ es ideal para aplicaciones y procedimientos quirúrgicos en los que la maniobrabilidad y el diseño compacto sean requisitos claves. Estas áreas incluyen la sala de emergencias, la sala de trauma y las salas de cuidados críticos. La luz proporciona una excelente iluminación, ofreciendo un alcance y una flexibilidad que son líderes en el mercado. Además, Celestial Star™ reduce las sombras e incorpora un brazo con contrapeso que evita los desplazamientos. Disponibles en las configuraciones para techo (simple y doble), para pared y móvil.



Doble para Techo

CARACTERÍSTICAS DE CELESTIAL STAR™

- >>> Flexibilidad sin precedentes con mayor alcance y amplitud de movimiento
- >>> Virtualmente no requiere mantenimiento
- >>> Diseño con brazo con contrapeso, que evita desplazamientos
- >>> Alcance de 114 pulgadas (289 cm) desde la cabeza a los dedos del pie
- >>> La pantalla patentada reduce el calor emitido
- >>> (3) lámparas halógenas de 35W de larga duración (un promedio de más de 4000 horas)
- >>> Mango esterilizable, desmontable
- >>> Disponibles en las configuraciones para techo (simple y doble), para pared y móvil

INFORMACIÓN TÉCNICA

Suministro eléctrico: 120V 60 Hz CA ó 230-240V 50 Hz CA

Intensidad de la luz: Hasta 6000 bujías-pies/64500 Lux

Fuente lumínica: Lámpara halógena – dicróica 12V/3x35W/10°

Temperatura del color de la luz: Hasta 4100 Kelvin

Normas Médicas: FDA Class II

Color: Blanca – RAL 9002

Configuraciones:	Techo	Doble para Techo	Pared	Móvil
Peso:	52 libras (23,6 kg)	104 libras (47,17 kg)	38 libras (17,2 kg)	54 libras (24,5 kg)

Techo	Pieza No.: CS2050C
Doble para Techo	Pieza No.: CS2050D
Pared	Pieza No.: CS2050W
Móvil	Pieza No.: CS2050M
Mango Esterilizable extra	Pieza No.: 18544
Filtro correctivo de color	Pieza No.: 18676

