

## TriStar™

La TriStar™ ofrece un rendimiento excelente y un gran valor. Es ideal para procedimientos médicos en entornos en los que el espacio es limitado y en los que se realizan múltiples procedimientos. Su exclusivo barral telescópico permite regular la altura en la configuración móvil y es uno de los pocos productos en el mercado que cuenta con esta funcionalidad. El modelo de pared ofrece un amplio alcance con un exclusivo diseño de brazo extensible.

### CARACTERÍSTICAS DE TRISTAR™

- >>> Base móvil exclusiva, puede elevarse de 27 a 80 pulgadas (68,8 cm a 2,03 mts) por medio de un control manual para lograr un rápido ajuste de la altura
- >>> El modelo de pared ofrece un brazo extensible de 30 pulgadas (76,2 cm), lo que permite que el centro del haz lumínico tenga un alcance de 55 pulgadas (139 cm)
- >>> Las ruedas se desplazan fácilmente sobre todas las superficies, y el diseño de su base evita que se vuelque
- >>> (3) lámparas halógenas de 20W de larga duración (un promedio de 4000 horas)
- >>> Se provee en configuración para pared y móvil



Móvil

### INFORMACIÓN TÉCNICA

**Suministro eléctrico:** 120V 60 Hz CA ó 230-240V 50 Hz CA

**Intensidad de la luz:** Hasta 4000 bujías-pies/43.200 Lux

**Fuente lumínica:** Lámpara halógena – dicroica 12V/3x20W/10°

**Temperatura del color de la luz:** Hasta 4100 Kelvin

**Normas Médicas:** FDA Class II

**Color:** Blanca – RAL 9002

Configuraciones:	Pared	Móvil
<b>Peso:</b>	8 libras (3,6 kg)	25 libras (11,34 kg)

<b>Pared</b>	Pieza No.: <b>TS2015W</b>
<b>Móvil</b>	Pieza No.: <b>TS2015M</b>
<b>Filtro correctivo del color</b>	Pieza No.: <b>18676</b>



Pared