

TriStar™

La TriStar™ ofrece un rendimiento excelente y un gran valor. Es ideal para procedimientos médicos en entornos en los que el espacio es limitado y en los que se realizan múltiples procedimientos. Su exclusivo barral telescópico permite regular la altura en la configuración móvil y es uno de los pocos productos en el mercado que cuenta con esta funcionalidad. El modelo de pared ofrece un amplio alcance con un exclusivo diseño de brazo extensible.

CARACTERÍSTICAS DE TRISTAR™

- >>> Base móvil exclusiva, puede elevarse de 27 a 80 pulgadas (68,8 cm a 2,03 mts) por medio de un control manual para lograr un rápido ajuste de la altura
- >>> El modelo de pared ofrece un brazo extensible de 30 pulgadas (76,2 cm), lo que permite que el centro del haz lumínico tenga un alcance de 55 pulgadas (139 cm)
- >>> Las ruedas se desplazan fácilmente sobre todas las superficies, y el diseño de su base evita que se vuelque
- >>> (3) lámparas halógenas de 20W de larga duración (un promedio de 4000 horas)
- >>> Se provee en configuración para pared y móvil



Móvil

INFORMACIÓN TÉCNICA

Suministro eléctrico: 120V 60 Hz CA ó 230-240V 50 Hz CA

Intensidad de la luz: Hasta 4000 bujías-pies/43.200 Lux

Fuente lumínica: Lámpara halógena – dicróica 12V/3x20W/10°

Temperatura del color de la luz: Hasta 4100 Kelvin

Normas Médicas: FDA Class II

Color: Blanca – RAL 9002

Configuraciones:	Pared	Móvil
Peso:	8 libras (3,6 kg)	25 libras (11,34 kg)

Pared Pieza No.: **TS2015W**

Móvil Pieza No.: **TS2015M**

Filtro correctivo del color Pieza No.: **18676**



Pared